


# nOvi

Die Desinfektionssäule „nOvi“ besticht durch schlichte Eleganz, die sich in jeden Standort einfügt und doch den Fokus auf sich selbst legt. Die große Fläche erzeugt Ruhe im Raum, um dann den Blick des Betrachters auf den wesentlichen Teil der Desinfektionssäule zu lenken: Den Desinfektionsring. Die Zeichenhaftigkeit des Rings in Kombination mit einem Lichtkreis, lässt keinen Zweifel an der Betätigung und Funktion des Gerätes.



Frederik Rumpel

Projekt Wintersemester 2020  
Desinfektionssäule

Betreuung  
Prof. Bernd Grahl



Die Säule lässt sich leicht durch zwei Rädchen unter der markanten Fußbiegung bewegen. Gehalten wird die Säule dabei durch einen Griff an den herausgebogenen Ring an der Rückseite der Steele. Diese Biegung kann auch zum leichteren Öffnen der Serviceklappe genutzt werden.

Die Klappe wird durch ein einfaches Schloss gesichert. Hinter der Klappe befindet sich der Tank für das frische Desinfektionsmittel, sowie die Pumpeinheit und ein Tank zum Auffangen des überschüssigen Desinfektionsmittels.

